

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd2 Para Wb, Fc, Elisa - P06729

Número do item: CM0004026



introdução

Este anticorpo monoclonal de coelho CD2 reconhece o CD2 humano, um antígeno de superfície de células T envolvido na adesão e sinalização. Adequado para aplicações de WB, FC e ELISA. Peso proteico ~39kDa. Ideal para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD2 (mAb)
Observações/Apelido	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	914
GeneID	914
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-209 do CD2 humano (NP_001758.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06729
Peso Proteico	39kDa
Envio	Em saco de gelo