

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd2 Para Wb, Fc, Elisa - P08920

Número do item: CM0007029

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD2 validado para WB, FC, ELISA com reatividade cruzada em camundongo. Imunógeno de proteína recombinante direcionado ao domínio extracelular. Ideal para pesquisa de adesão e sinalização de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-CD2
Observações/Apelido	Ly37; LFA-2; Ly-37; CD2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (humano)	914
ID do Gene	12481
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-203 do CD2 de camundongo (NP_038514.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P08920
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo