

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06729

Número do item: CM0006011



### introdução

O CD2 Rabbit mAb (P06729) é um anticorpo monoclonal de coelho validado para WB, IHC-P e ELISA, direcionado ao CD2 humano, uma molécula chave de adesão de células T. Ideal para pesquisa em imunologia e diagnósticos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                               |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD2 Rabbit mAb                      |
| Observações/Apelido | T11, SRBC, LFA-2, CD2               |
| Espécie             | Humano                              |
| GeneID (humano)     | 914                                 |
| GeneID              | 914                                 |
| Imunógeno           | Proteína recombinante de CD2 humano |
| Fonte               | Coelho                              |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais              |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                    |
| Reatividade Cruzada | Humano                              |
| SWISS               | P06729                              |
| Peso da Proteína    | 39kDa                               |
| Envio               | Saco de gelo                        |