

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd2 Polymab® De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06729/P08920

Número do item: CM0004787



introdução

Anticorpo monoclonal CD2 PolymAb® de Coelho, validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece CD2 humano e de camundongo (T11, SRBC, LFA-2), uma molécula de adesão e sinalização de células T. Ideal para estudos de imunologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD2 PolymAb® de Coelho
Observações/Apelido	T11; SRBC; LFA-2
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	914
GeneID	914/12481
Imunógeno	Proteína recombinante de CD2 humano/de camundongo.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06729/P08920
Peso da Proteína	38kDa/39kDa
Envio	Bolsa de gelo