


Anticorpo Policlonais Anti-Cd20 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11836

Número do item: CM0021090



introdução

CD20 pAb de coelho produzido contra a região intracelular de CD20 humano; validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reação cruzada com humano e camundongo. Ideal para pesquisa em linfócitos B e linfoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD20 pAb de coelho
Observações/Alias	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	931
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P11836
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo