


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd20 Para Wb E Ihc-P - P11836

Número do item: CM0005721



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD20 humano, adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA. Validado em amostras humanas e de macaco cynomolgo. Tem como alvo o antígeno CD20 de linfócitos B, envolvido na ativação de células B e no influxo de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD20 de Coelho
Observações/Apelidos	B1; S7; Bp35; CD20; FMC7; CVID5; LEU-16
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	931
GeneID	931
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 100-200 do CD20 humano (NP_068769.2))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Macaco cynomolgo
SWISS	P11836
Peso da Proteína	33kDa
Transporte	Bolsa de gelo