


## Anticorpo Policlonal Anti-Cd200 Para Wb, Elisa - 054901

Número do item: CM0020717



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD200 de camundongo (glicoproteína de membrana OX-2), validado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com rato. Adequado para pesquisa de custoestimulação de células T e regulação de células mieloides.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD200 pAb de Coelho                                                                                                              |
| Observações/Apelido | OX2; Mox2; CD200                                                                                                                 |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 17470                                                                                                                            |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200 de camundongo (NP_034948.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                           |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Camundongo, Rato                                                                                                                 |
| SWISS               | O54901                                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 31kDa                                                                                                                            |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                                    |