

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd200 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Número do item: CM0007002

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD200 humano (glicoproteína de membrana OX-2). Validado para WB, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD200 de Coelho
Observações/Alias	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Espécie	Humano
GeneID (humano)	4345
GeneID	4345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200 humano. (NP_001352780.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P41217
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo