

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd200 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P41217

Número do item: CM0002815

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho adequado para WB, IHC-P e ELISA direcionado ao CD200 humano (glicoproteína de membrana OX-2). Suporta pesquisa em imunologia sobre regulação imunológica e coestimulação de células T. Swiss-Prot: P41217.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD200 de Coelho
Observações/Apelidos	MRC; MOX1; MOX2; OX-2; CD200
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4345
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-232 do CD200 humano (NP_001352780.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P41217
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo