


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd200R1 Para Wb, Elisa - Q8Td46

Número do item: CM0021025



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD200R1 humano validado para WB e ELISA. Receptor inibitório que limita a inflamação, expresso em células imunes. Fornecimento de matéria-prima bruta para IVD em grandes quantidades pela CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD200R1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	OX2R; MOX2R; CD200R; HCRTR2; CD200R1
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	131450
ID do gene	131450
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-240 do CD200R1 humano (NP_740750.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q8TD46
Peso da proteína	37 kDa
Envio	Embalagem de gelo