

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd201 Para Wb, Elisa - Q64695

Número do item: CM0019250

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao CD201 de camundongo (receptor endotelial da proteína C). Adequado para aplicações de WB e ELISA em amostras de camundongo; detecta uma proteína de ~27 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD201 Rabbit pAb
Observações/Alias	Ccca; Epcr; Ccd41; CD201
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	10544
GeneID	19124
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-210 do CD201 de camundongo (NP_035301.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q64695
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo