


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd204 Para Citometria De Fluxo - P21757

Número do item: CM0005634



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD204 humano (MSR1), validado para citometria de fluxo. Detecta o receptor de limpeza de macrófagos, ideal para estudos de aterosclerose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anti-Humano CD204 mAb de Coelho
Observações/Apelido	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4481
ID do Gene	4481
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21757
Peso da Proteína	40kDa/43kDa/50kDa
Envio	Saco de gelo