


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd204 (Msr1/Scara1) Para Ihc-P, Fc, Elisa - P21757

Número do item: CM0007345



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-CD204 validado para IHC-P, FC, ELISA. Reconhece os receptores de macrófagos do tipo scavenger I e II humanos (MSR1/SCARA1), fundamentais na endocitose de LDL e formação de células espumosas. Adequado para pesquisa em aterosclerose e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD204
Observações/Apelido	SRA; SR-A; CD204; SR-AI; phSR1; phSR2; SCARA1; SR-AII; SR-AIII
Espécie	Humano
ID do Gene	4481 (Humano)
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 77-451 do CD204 humano (NP_619729.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P21757
Peso Proteico	40kDa/43kDa/50kDa
Envio	Saco de gelo