


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd205/Dec-205 - O60449

Número do item: CM0005717



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD205/DEC-205 humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Receptor endocítico envolvido no processamento de antígenos; adequado para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD205/DEC-205 mAb de Coelho
Observações/Apelidos	CD205; LY-75; CLEC13B; DEC-205; GP200-MR6
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4065
GeneID	4065
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 216-501 da CD205/DEC-205 humana (NP_002340.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O60449
Peso da Proteína	198kDa
Envio	Saco de gelo