


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd209 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Número do item: CM0006142



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD209 humano (DC-SIGN) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a função das células dendríticas e o reconhecimento de patógenos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD209 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	30835
GeneID	30835
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CD209 humano (Q9NNX6)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NNX6
Peso Proteico	46 kDa
Transporte	Saco de gelo