


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd209 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nnx6

Número do item: CM0015516



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD209 (DC-SIGN) para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece humano, camundongo, rato. Imunógeno recombinante. Para estudos de imunidade mediada por células dendríticas e ligação de patógenos.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD209 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Observações/Alias   | CDSIGN; CLEC4L; DC-SIGN; DC-SIGN1; hDC-SIGN; CD209                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                      |
| GeneID (Humano)     | 30835                                                                                                                       |
| GeneID              | 30835                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 265-404 do CD209 humano (NP_066978.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                      |
| Categoria           | Anticorpos Policlonal                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                    |
| SWISS               | Q9NNX6                                                                                                                      |
| Peso Proteico       | 46kDa                                                                                                                       |
| Transporte          | Saco de gelo                                                                                                                |