

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd213A2/IL-13 R Alfa 2 Para Wb, Ip, Elisa - Q14627

Número do item: CM0009786



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado ao CD213a2/IL-13R alfa 2 humano, validado para WB, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com rato. Ideal para o estudo da sinalização de IL-13/IL-4, da regulação imunológica e da inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho CD213a2/IL-13 R alfa 2
Observações/alias	CT19; IL-13R; IL13BP; CD213A2
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	3598
ID do gene	3598
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-355 do CD213a2/IL-13 R alfa 2 humano (NP_000631.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, rato
SWISS	Q14627
Peso da proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo