

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd215/IL-15R Alfa Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13261

Número do item: CM0028186



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o CD215/IL-15R alfa humano (subunidade alfa do receptor de IL-15). Validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para estudar sinalização de IL-15, função de células imunes e pesquisa em inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD215/IL-15R alfa pAb de Coelho
Observações/Apelido	CD215; CD215/IL-15R alfa
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3601
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13261
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de Gelo