

Anticorpo Monoclonal Anti-CD215/IL-15R α Para If/Icc, Fc - Q60819

Número do item: CM0005805



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado a CD215/IL-15R α de camundongo, validado para IF/ICC e FC. Detecta o receptor de alta afinidade para IL-15, crucial na sinalização de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Anti-CD215/IL-15R α de camundongo de coelho
Observações/Alias	Il15ra
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3601
GeneID	16169
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 33-205 do CD215/IL-15R α de camundongo (NP_032384.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q60819
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo