


Anticorpo Policlonais Anti-Cd22 Para Wb E Elisa - P20273

Número do item: CM0020703



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD22 validado para WB e ELISA. Detecta o CD22 humano (95 kDa), um receptor inibitório de células B que regula a sinalização de células B e a apoptose. - P20273

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD22 Rabbit pAb
Observações/Alias	SIGLEC2, SIGLEC-2, CD22
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	933
GeneID	933
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do CD22 humano (NP_001762.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P20273
Peso Proteico	95kDa
Envio	Bolsa de gelo