


Anticorpo Policlonal Anti-Cd22 Para Wb, If/Icc, Elisa - P20273

Número do item: CM0030192



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho CD22, validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com Humano, Rato, Camundongo. Tem como alvo o receptor de células B CD22 (SIGLEC2) para pesquisas de sinalização e adesão de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD22 pAb de Coelho
Observações/Apelido	SIGLEC2; SIGLEC-2; CD22
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	933
ID do Gene	933
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 708-847 do CD22 humano (NP_001762.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P20273
Peso da Proteína	95kDa
Envio	Saco com gelo