


Polymab® De Coelho Anti-Cd22 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P20273 / P35329

Número do item: CM0007186



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho que tem como alvo o CD22 humano/de camundongo (SIGLEC2), validado para WB, IF, IHC e ELISA. Ideal para estudos de biologia de células B e sinalização de BCR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD22 Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	SIGLEC2; SIGLEC-2
Espécie	Humano/Camundongo
GeneID (humano)	933
GeneID	933/12483
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20273/P35329
Peso da Proteína	95kDa/97kDa
Envio	Saco de gelo