

Anticorpo Policlonal Anti-Cd225/Ifitm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P13164

Número do item: CM0029311

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o CD225/IFITM1 humano (proteína transmembranar induzida por interferão 1) para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com humano, rato. Ideal para estudos de imunidade antiviral e cancro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD225/IFITM1 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8519
GeneID	8519
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-125 do CD225/IFITM1 humano (NP_003632.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P13164
Peso Proteico	14kDa
Envio	Saco de gelo