

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd225/Ifitm1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13164

Número do item: CM0003928

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade específico para o CD225/IFITM1 humano, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Detecta uma proteína transmembranar induzida por interferon de 14 kDa envolvida na defesa antiviral e na tumorigênese. Ideal para estudos de imunidade inata e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD225/IFITM1 Rabbit mAb
Observações/Alias	9-27; CD225; IFI17; LEU13; DSPA2a; CD225/IFITM1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	8519
ID do Gene	8519
Imunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do CD225/IFITM1 humano (NP_003632.4)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P13164
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Bolsa de gelo