


Anticorpo Monoclonal Anti-Cd226/Dnam-1 Para Fc - Q8K4F0

Número do item: CM0008372



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD226/DNAM-1 de camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para pesquisas sobre adesão e citotoxicidade de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	IgG monoclonal de coelho anti-CD226/DNAM-1 de camundongo
Observações/Alias	Pta1; DNAM1; DNAM-1; TLI5A1
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	10666
GeneID	225825
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-254 de CD226/DNAM-1 de camundongo (NP_848802.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q8K4F0
Peso da proteína	38 kDa
Transporte	Bolsa de gelo