


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd226/Dnam-1 Para Wb, Elisa - Q15762

Número do item: CM0005183



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD226/DNAM-1 de alta qualidade validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Específico para CD226 humana, um receptor imunológico chave envolvido na citotoxicidade de células T e NK. Ideal para pesquisa em imunologia e desenvolvimento de ensaios diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD226/DNAM-1 mAb de Coelho
Observações/Alias	PTA1; DNAM1; DNAM-1; TLISA1; CD226/DNAM-1
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	10666
ID do Gene	10666
Imunógeno	Proteína recombinante de CD226/DNAM-1 humano.
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q15762
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo