


Anticorpo Policlonal Anti-Cd23 De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P06734

Número do item: CM0019619



introdução

Valide este anticorpo policlonal anti-CD23 humano produzido em coelho por WB, IHC-P e ELISA. Detecta o receptor de IgE de baixa afinidade humano e de camundongo, essencial para pesquisas sobre alergia e células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD23 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCER1I; BLAST-2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	2208
GeneID	2208
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-321 do CD23 humano (NP_001993.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P06734
Peso da Proteína	36 kDa
Envio	Gelo em bolsa