


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd23 Para Wb E Elisa - P06734

Número do item: CM0005747



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra o CD23 humano (FCER2), validado para WB e ELISA. Direciona-se ao receptor de IgE de baixa afinidade; ideal para pesquisa de diferenciação de células B, alergia e imunidade a parasitas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD23 Rabbit mAb
Observações/Apelido	CD23; FCE2; CD23A; IGEBF; CLEC4J; FCERII; BLAST-2
Espécie	Humano
GeneID (humano)	2208
GeneID	2208
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 48-321 do CD23 humano (NP_001993.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P06734
Peso Proteico	36kDa
Envio	Bolsa de gelo