

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Fc, Elisa - P50895

Número do item: CM0006835



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD239/BCAM humano (molécula de adesão de células basais). Validado para aplicações de WB, FC e ELISA. Fornecido pela CamelBio para uso diagnóstico e em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra CD239/BCAM
Observações/Apelidos	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-547 de CD239/BCAM humano (NP_005572.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P50895
Peso molecular	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo