

Anticorpo Policlonal Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Elisa - P50895

Número do item: CM0014268



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra CD239/BCAM (SWISS: P50895) para aplicações de WB e ELISA. Validado em humanos, com reação cruzada em camundongos. Adequado para estudos de adesão, migração e invasão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD239/BCAM Rabbit pAb
Observações/Alias	AU; LU; CD239; MSK19; CD239/BCAM
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	4059
ID do gene	4059
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 352-547 do CD239/BCAM humano (NP_005572.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P50895
Peso da proteína	67 kDa
Envio	Bolsa de gelo