

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd239/Bcam Para Wb, Ihc-P, Elisa - P50895

Número do item: CM0006794



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a CD239/BCAM humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para estudos de adesão celular e receptor de laminina. Reage cruzadamente com humanos. Peso proteico: 67kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-CD239/BCAM de Coelho
Observações/Apelidos	BCAM; AU; CD239; LU; MSK19; molécula de adesão de células basais; CD239/BCAM
Espécie	Humano
GeneID	4059
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P50895
Peso Proteico	67kDa
Envio	Saco de gelo