

Anticorpo Policlonal Anti-Cd24 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P25063

Número do item: CM0020696

introdução

Anticorpo policlonal de coelho CD24 validado para WB, IHC-P e ELISA; detecta CD24 humano, de rato e de camundongo. Adequado para estudar diferenciação de células B, marcadores de células-tronco cancerígenas e pesquisa de modulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD24 pAb de Coelho
Observações/Apêndice	CD24A; CD24
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	100133941
GeneID	100133941
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do CD24 humano (NP_037362.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P25063
Peso Proteico	8kDa
Envio	Saco de gelo