

Polymab® Anti-Cd24 De Coelho Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P25063 / P24807

Número do item: CM0008940

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho anti-CD24 de alta qualidade. Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA. Reage de forma cruzada com CD24 humano e murino. Útil para estudos de ativação de linfócitos B, autoimunidade e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD24 Rabbit PolymAb®
Observações/Alias	CD24A
Espécie	Humano/Murino
ID do Gene (Humano)	100133941
ID do Gene (Murino)	12484
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 da CD24 humana/murina (NP_037362.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Murino
SWISS	P25063 / P24807
Peso Molecular da Proteína	8kDa / 13kDa
Envio	Bolsa de gelo