

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd244 Para Wb, Fc, Elisa - Q9Bzw8

Número do item: CM0007598

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho CD244 de alta qualidade validado para WB, FC e ELISA. Detecta o receptor de células natural killer 2B4 humano (SLAMF4), um modulador imunológico. Ideal para pesquisa em imunologia e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | CD244 Anticorpo Monoclonal de Coelho                                                                                 |
| Observações/Apelido | CD244; 2B4; NAIL; NKR2B4; Nmrk; SLAMF4; Molécula CD244                                                               |
| Espécie             | Humano                                                                                                               |
| ID do Gene (Humano) | 51744                                                                                                                |
| ID do Gene          | 51744                                                                                                                |
| Imunógeno           | Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 22-221 do CD244 humano (NP_001160135.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                               |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                               |
| Aplicação           | WB, FC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                               |
| SWISS               | Q9BZW8                                                                                                               |
| Peso Proteico       | 30kDa/36kDa/41kDa                                                                                                    |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                         |