

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd244 Para Wb, Elisa - Q9Bzw8

Número do item: CM0022245

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho contra CD244 validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com humano e camundongo. Tem como alvo o receptor 2B4 de células natural killer (SLAMF4); o imunógeno abrange os aminoácidos 22-224. Para pesquisa imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho contra CD244
Observações/Alias	2B4; NAIL; Nmrk; NKR2B4; SLAMF4; CD244
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51744
ID do Gene	51744
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-224 do CD244 humano (NP_057466.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BZW8
Peso da Proteína	42 kDa
Envio	Bolsa de gelo