

Anticorpo Policlonais Anti-Cd248 Para Wb E Elisa - Q9Hcu0

Número do item: CM0017853

introdução

Anticorpo policlonal de coelho purificado por afinidade contra CD248 humano (endosialina, TEM1) para Western blot e ELISA. Validado para humano, camundongo e rato. Uso em pesquisa de estudos de angiogênese, resposta imune e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD248 Rabbit pAb
Observações/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57124
GeneID	57124
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-150 da CD248 humana (NP_065137.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HCU0
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo