

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Cd248/Tem1 Para Wb, Elisa - Q9Hcu0

Número do item: CM0015372

introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a CD248/TEM1 humano, validado para WB e ELISA. Reconhece o marcador endotelial tumoral endosialina envolvido na angiogênese e modulação imunológica. Adequado para pesquisa e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD248 Rabbit pAb
Observações/Alias	TEM1; CD164L1; CD248
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	57124
GeneID	57124
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-150 da proteína CD248 humana (NP_065137.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9HCU0
Peso da Proteína	81kDa
Envio	Bolsa de gelo