

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd25 Para Wb, If/Icc, Elisa - P01589

Número do item: CM0005066



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a CD25 humano (IL2RA), validado para WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudos de tolerância imunológica, biologia de células T reguladoras e sinalização de interleucina-2. Imunogênio recombinante, PM 31 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD25 Rabbit mAb
Observações/Apelidos	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
GeneID	3559
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-213 do CD25 humano (NP_000408.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo