

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd25 - P01589

Número do item: CM0028399



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD25 humano (receptor alfa de IL-2). Validado para WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de tolerância imune e Treg.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD25 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p55; CD25; IL2R; IMD41; TCGFR; IDDM10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3559
GeneID	3559
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 101-200 do CD25 humano (NP_000408.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P01589
Peso da Proteína	31 kDa
Envio	Saco com gelo