


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd252 (Ligante Ox40) Para If/Icc, Fc, Elisa - P43488

Número do item: CM0012493



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD252 (Ligante OX40) de camundongo, direcionado aos aminoácidos 51-198. Validado para IF/ICC, FC e ELISA. Adequado para estudos de coestimulação de células T. Reação cruzada com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra CD252 (Ligante OX40)
Observações/Alias	Ath1; gp34; Ath-1; Ox40l; TXGP1; CD134L; OX-40L; Tnlg2b; Txgp1l
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7292
GeneID	22164
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P43488
Peso da Proteína	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo