

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd26/Dpp4 (Dppiv) Para Citometria De Fluxo - P27487

Número do item: CM0007734



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD26/DPP4 humano (DPPIV, ADCP2). Validado para citometria de fluxo. Adequado para estudos de ativação de linfócitos T e pesquisa sobre o receptor do MERS-CoV. UniProt P27487.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Humano CD26/DPP4 mAb
Observações/Apelidos	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-766 do CD26/DPP4 humano (NP_001926.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P27487
Peso da Proteína	88kDa
Transporte	Saco de gelo