

Anticorpo Policlonais Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb, Elisa - P27487

Número do item: CM0020984



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD26/DPP4 humano, validado para WB e ELISA com reatividade cruzada com rato. Ideal para pesquisa de ativação de células T e dipeptidil peptidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD26/DPP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 29-766 da CD26/DPP4 humana (NP_001926.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P27487
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo