


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb E Elisa - P27487

Número do item: CM0010386



introdução

O anticorpo monoclonal de coelho CD26/DPP4 detecta a DPP4 humana endógena, um receptor de coestimulação para ativação de células T e serina protease, aplicável em WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho CD26/DPP4
Observações/Apelido	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1803
ID do Gene	1803
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 667-766 do CD26/DPP4 humano (P27487)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P27487
Peso Molecular da Proteína	88kDa
Transporte	Saco de Gelo