

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb, Ip, Fc, Elisa - P27487

Número do item: CM0006933



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade contra CD26/DPP4 humano (DPP4), validado em WB, IP, FC e ELISA. Reconhece a proteína de 88 kDa e é adequado para estudos de ativação de células T, proteases e receptores virais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD26/DPP4
Observações/alias	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Espécie	Humana
ID do gene	1803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-766 do CD26/DPP4 humano (NP_001926.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IP, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	P27487
Peso da proteína	88 kDa
Transporte	Bolsa de gelo