

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd26/Dpp4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27487

Número do item: CM0013006



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra CD26/DPP4 humano. Validado para WB, IHC-P, ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de ativação de células T e dipeptidil peptidase.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD26/DPP4 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CD26; ADABP; ADCP2; DPPIV; TP103; CD26/DPP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1803
GeneID	1803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 29-766 da CD26/DPP4 humana (NP_001926.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27487
Peso da Proteína	88kDa
Envio	Bolsa de gelo