

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd27 Para Wb, If-P, Elisa - P26842

Número do item: CM0003832



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD27 validado para Western blot (WB), imunofluorescência (IF-P) e ELISA. Reconhece CD27 humano e de rato, um receptor TNF de 29 kDa envolvido na coestimulação de linfócitos T. Adequado para pesquisa em imunologia e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	CD27 mAb de coelho
Observações/Apelidos	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	939
ID do Gene	939
Imunogênio	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do CD27 humano (P26842).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P26842
Peso da Proteína	29kDa
Transporte	Bolsa de gelo