

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd27 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P26842

Número do item: CM0022505



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-CD27 validado para WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA em humano, camundongo, rato. Tem como alvo o antígeno CD27 (TNFRSF7), um receptor de ponto de verificação imune coestimulador envolvido na ativação de células T e memória. Imunógeno de proteína recombinante.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD27 pAb de Coelho
Observações/Apelido	T14; S152; Tp55; TNFRSF7; S152. LPFS2; CD27
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	939
ID do Gene	939
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-191 do CD27 humano (NP_001233.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26842
Peso da Proteína	29kDa
Envio	Saco de gelo