

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Cd271 (P75Ntr) Para Ihc-P E Elisa - Q9Z0W1

Número do item: CM0021374

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra CD271 de rato (p75NTR, TNFRSF16) validado para IHC-P e ELISA. Reage de forma cruzada com humano. Adequado para pesquisa em neurobiologia, apoptose e entrada do vírus da raiva.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	CD271 Rabbit pAb
Observações/Apelido	p75; LNGFR; p75NTR; p75NGFR; Tnfrsf16
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	4804
GeneID	18053
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 32-254 do CD271 de rato (NP_150086.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9Z0W1
Peso Proteico	46kDa
Envio	Saco de gelo