

Anticorpo Monoclonal Anti-CD272/Btla Para Fc - Q7Tsa3

Número do item: CM0008732



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD272/BTLA de camundongo, conjugado ao . Validado para citometria de fluxo (FC) para analisar a expressão de CD272/BTLA em linfócitos de camundongo. Uso em pesquisa para estudos de sinalização de receptores inibitórios.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-CD272/BTLA de Camundongo mAb
Observações/Apelido	A630002H24
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	151888
GeneID	208154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-176 do CD272/BTLA de camundongo (NP_001032808.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TSA3
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo