

Anticorpo Monoclonal Anti-Cd272/Btla Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q7Tsa3

Número do item: CM0006782



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra CD272/BTLA de camundongo, um receptor inibitório nos linfócitos. Validado para WB, IF/ICC, FC e ELISA. Ideal para o estudo da sinalização de pontos de controle imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	CD272/BTLA Rabbit mAb
Observações/Apelido	A630002H24; CD272/BTLA
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	151888
GeneID	208154
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-176 de CD272/BTLA de camundongo (NP_001032808.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q7TSA3
Peso da proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo